



PREFEITURA DE
PACATUBA
MUDAR PARA AVANÇAR



C.I N°354/2026 – SE/SMS

PACATUBA, 08 de maio de 2026.

A Ilma. Senhora


Paula de Vasconcelos Monte Cardoso

Agente de Contratação de Pacatuba

Considerando Ofício N° 20/2026, enviado a esta Secretaria de Saúde, referente ao Processo Licitatório 01.001/2026 – PERP - Registro de Preços visando futuras e eventual aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Pacatuba, em **anexo a análise das amostras e fichas apresentadas para o Lote 07.**

Sem mais para o momento, reafirmo votos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Roseane Gomes Monteiro Menezes
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Recebido
12.05.26
Shifub

ANALISE AMOSTRAS E FICHAS TÉCNICAS
PERP 01.001/2026

EMPRESA: ICLEANPRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 33.614.493/0001-09				
LOTE 7				
ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	UNIDADE	RESULTADO DA ANALISE
1	MASCARA DESCARTÁVEL - NA COR BRANCA OU AZUL, COM ELÁSTICO, EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, POSSUINDO LOGO MEDIX NA MÁSCARA, BARREIRA FÍSICA CONTRA FLUÍDOS, PARTÍCULAS, BACTÉRIAS, VÍRUS, PÓLEN, POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SUJEIRA, PROTEGE COM QUALIDADE, CONFORTO COM QUALIDADE, CONFORTO E PROMOVE MAIOR SEGURANÇA PARA O DIA A DIA, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PROCIRÚRGICA	CAIXA	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
2	TOUCA DESCARTAVEL – BRANCA COM ELASTICO COM 100 UNIDADES.	PROCIRÚRGICA	PACOTE	A AMOSTRA E FICHA TÉCNICA APRESENTADA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
3	LUVA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL , REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA PARTE DORSAL E PUNHO. APROVADA PELA NORMA: ISO374-12015-TIPO B, AMARELA FORRADA. TAMANHO P, M E G, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	DANNY	PAR	AS AMOSTRAS E FICHAS TÉCNICAS APRESENTADA S ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL. FORAM APRESENTADAS AMOSTRAS NOS TAMANHOS P,M,G
4	LUVA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL , SUPERFÍCIE LISA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ E NÃO CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTOS CONFORTÁVEIS, SEGURAS,	PROCIRÚRGICA	CAIXA	AS AMOSTRAS E FICHAS TÉCNICAS APRESENTADA S ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES



	AMBIDESTRAS, TAMANHO P, M E G, CAIXA COM 100 UNIDADES.			EXIGIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL. FORAM APRESENTADAS AMOSTRAS NOS TAMANHOS P,M,G
--	---	--	--	---

PREFEITURA DE PACATUBA
Secretaria da Saúde
Maria Ingrid Bezerra da Silva
Gerente Administrativa
Maria Ingrid Bezerra da Silva
MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVA

Roseane Gomes Monteiro Menezes
ROSEANE GOMES MONTEIRO MENEZES
SECRETARIA DE SAÚDE



Máscara Tripla

PROCIRÚRGICA



Máscara Tripla Procirúrgica

Máscara Cirúrgica Tripla



Desenvolvida para proteção de profissionais da saúde, minimizando a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente.

REGISTRO NA ANVISA: 82646910025

Especificações técnicas do produto:

- ✓ Fabricada em não tecido 100% polipropileno
- ✓ Não estéril
- ✓ Tripla camada com filtro
- ✓ Três pregas horizontais
- ✓ Clipe nasal
- ✓ Soldada eletronicamente por ultrassom
- ✓ Descartável e de uso único



FOTO DO PRODUTO

(BFE) MAIOR OU IGUAL A 95% | ALONGAMENTO DE 160% A 200%.

Gramatura: 20 g/m² por camada, total 60 g/m²

↖ ↗ TAMANHO:
↙ ↘ 20CM X 11CM

CORES DISPONÍVEIS





Indicação de Uso:

Proteção de patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos nas vias respiratórias.

Instrução de Uso:

- 1) Abra a máscara e verifique se o lado da tira do nariz está voltado para fora.
- 2) Coloque a tira metálica sobre o contorno do nariz e estenda a máscara para cobrir completamente a boca, nariz e queixo.
- 3) Finalmente, você deve garantir que a máscara se encaixe bem no rosto.

Precauções e Advertências:

- 1) Confirme a data de produção e a data de vencimento antes do uso e verifique se a máscara é usada dentro do período de validade.
- 2) Este produto é descartável e não reutilize.
- 3) Este produto não é recomendado para uso em ambientes com gases anóxicos e explosivos.
- 4) Após o uso, o produto deve ser tratado de acordo com os requisitos do hospital e do departamento de proteção ambiental.
- 5) Em circunstâncias normais, é recomendável substituir a máscara a cada quatro horas; se a máscara estiver danificada, molhada ou suja, ela deve ser substituída imediatamente.
- 6) O produto não se destina ao uso por profissionais de saúde em uma sala de cirurgia ou em outros ambientes médicos com requisitos semelhantes.



Contraindicações

O produto contém tecidos não tecidos. Use com cuidado para quem é alérgico a tecidos não tecidos.

Validade

2 anos após fabricação

Forma de armazenamento

Deve ser armazenado em um ambiente seco, ventilado e não corrosivo, além de estar longe do fogo e de materiais inflamáveis.

Dados do importador

Importador por:

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

CNPJ nº 48.196.341/0001-00

Rodovia Deputado Antônio Heil, 3000

Galpão 3201, CEP: 88.316-000, Itaipava, Itajaí/SC

Tel.: 0800 000 2625

Dados do fabricante

XIANTAO ZHIBO NON-WOVEN PRODUCTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Endereço: 8 HEFENG INDUSTRIAL PARK, PENGCHANG TOWN, XIANTAO CITY, HUBEI PROVINCE

Lote ⑦



Touca Descartável

PROCURÚRGICA

CONTÉM 100 UNIDADES

ANVISA: 82646910026

- USO ÚNICO
- TAMANHO ÚNICO
- COR BRANCA
- NÃO ESTÉRIL
- HIPOALERGÊNICO
- COM ELÁSTICO



INDICAÇÕES:

IDEAL PARA USO EM ÁREAS INDUSTRIAIS, MÉDICAS, QUÍMICAS, ODONTOLÓGICAS, FARMACÊUTICAS, ALIMENTÍCIAS, TÊXTIL, COSMÉTICAS, ESTÉTICA E ETC.

COMPOSIÇÃO

CONFECCIONADO EM TECIDO
NÃO TECIDO (TNT)
100% POLIPROPILENO

IMPORTADOR POR:

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ nº 48.196.341/0001-00
Rodovia Deputado Antonio Heil, 3000 e 3201
Bairro Itaipava, ITAJAI SC 88316-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CARLA KONSTANTINO - CRQ/SC Nº 13301804

FABRICADO POR:

XIANTAO ZHIBO NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD
CHINA, REPÚBLICA POPULAR

SAC: 0800 000 2625

HEALTHCLEAN.COM.BR





Proteção Química

LINHA ESSENCIAL

Ficha Técnica

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

CONFORT LÁTEX



CÓDIGO:

DA-299

CA (valido até):

15.532 (16/11/2025)

COMPOSIÇÃO:

Látex natural e algodão

TAMANHOS:

P (7) | M (8) | G (9) | XG (10)

COR:

Amarela

EMBALAGEM:

1 par | pacote 12 pares | caixa máster 144 pares

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação

EN 388 ISO 374-1/Tipo B



0110X



KMPT



DESCRIÇÃO

Luva de látex com forro flocado de algodão, punho com virola e palma antiderrapante.



RECOMENDADO PARA

Manuseio de alimentos, químicos, produtos agrícolas, higienização, serviços gerais, construção civil e manutenção predial.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior tato e destreza em função de sua espessura. Seu forro em algodão flocado garante conforto para atividades de longo período.



INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.





Proteção Química

LINHA ESSENCIAL

Ficha Técnica

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA



RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Luvas testadas no L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle Qualidade Ltda. / IBTeC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos.

Norma EN 388:2016 (riscos mecânicos)

Nº. Laudo: EPI 10923/20

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 0110X, onde:

0 Resistência à abrasão;

1 Resistência ao corte por lâmina;

1 Resistência ao rasgamento;

0 Resistência à perfuração por punção;

X Resistência ao corte TDM.

Norma EN 374:2016 (riscos químicos)

Nº. Laudo: EPI 10922/20

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:

(A) Metanol - classe química: álcool - nível 1;

(G) Dietilamina - classe química: amina - nível 1;

(K) Hidróxido de sódio 40% - classe química: base inorgânica - nível 2.

(L) Ácido sulfúrico 96% - classe química: ácido inorgânico - nível 1;

(M) Ácido nítrico 65% - classe química: ácido inorgânico - nível 2;

(N) Ácido acético 99% - classe química: ácido orgânico - nível 1;

(O) Hidróxido de amônia 25% - classe química: base orgânica - nível 1;

(P) Peróxido de hidrogênio 30% - classe química: peróxido - nível 6;

(T) Formaldeído 37% - classe química: aldeído - nível 6.



DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de instruções de uso e conservação, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.



App Store



Google Play

Faça a gestão de seu equipamento
pelo aplicativo mob EPI





**Luva
Descartável**
+ **PROCIRÚRGICA**



**Luva para
procedimento
não cirúrgico**
Procirúrgica



LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.

Tamanhos: PP, P, M e G

Tipo de Luva: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.

Conteúdo da embalagem: 100 UNIDADES

Composição: LÁTEX DE BORRACHA NATURAL

Características:

- SUPERFÍCIE LISA
- AMBIDESTRA
- DESCARTÁVEL
- SUPERFÍCIE COM PÓ

REFERÊNCIA	PP	P	M	G
COMPRIMENTO (MM)	≥ 220	≥ 220	≥ 230	≥ 230
LARGURA (MM)	≤ 80	80 ± 10	95 ± 10	110 ± 10

Registro ANVISA nº: 82646910022

Validade (Vida Útil):

5 anos após a data de fabricação

Norma aplicado ao produto: NBR ISO 11193-1: 2015 – Luvas para exame médico de uso único – Parte 1: Especificação para luvas produzidas de látex de borracha ou solução de borracha.



ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- NÃO ESTÉRIL.
- ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.
- PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO.
- PROIBIDO REPROCESSAR.
- PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ.
- ARMAZENAR ESTE PRODUTO EM LOCAL LIMPO, SECO E AREJADO;

DECLARAÇÃO:

DECLARAMOS QUE ESTE EQUIPAMENTO NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS OU SUSPEITAS DE PROVOCAR DANOS AO USUÁRIO E DE PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS.

MODO DE USO:

- LAVAR E SECAR BEM AS MÃOS ANTES DO USO;
- VERIFICAR O TAMANHO CORRETO PARA DAS MÃOS;
- ABRIR A PARTE SUPERIOR DA EMBALAGEM;
- CALÇAR AS LUVAS COM AS MÃOS SECAS.
- RETIRAR ANÉIS OU QUAISQUER ADORNOS QUE POSSUAM PONTAS OU ARESTAS CORTANTES.
- NÃO UTILIZAR AS LUVAS SE AS MESMAS ESTIVEREM DANIFICADAS.
- DESCARTE IMEDIATAMENTE APÓS O USO



Dados do importador

Importador por:

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

CNPJ nº 48.196.341/0001-00

Rodovia Deputado Antonio Heil, 3000 e 3201

Bairro Itaipava, ITAJAI SC 88316-000

healthclean.com.br

Dados do fabricante

TEC GLOVES AMARICAS S.A.

Endereço: Calle La martona 280, Parque Industrial
Cañuelas, Ruta 6 Km 96.700, Cañuelas, Provincia de
Buenos Aires, Argentina Telefone: +54 9 11 3217-1316